

BEAUTY FORUM



FOCUS

Le regard à la une

BUSINESS

Franchise : un vecteur
de croissance

DOSSIER

LA BEAUTÉ DES
MAINS & DES PIEDS



BIOSphère

Remodelage Corporel

Distribué par Luxomed, BIOSphère est un appareil au design ergonomique proposant une technologie sphérique de pointe pour un remodelage corporel 100 % naturel. Le soin est agréable, efficace et respectueux de la peau avec des résultats durables et visibles dès les premières séances. Zoom sur le protocole cellulite fibro-œdémateuse.

La rédaction

© Luxomed

La méthode BIOSphère

BIOSphère combine l'action mécanique avec des techniques de massage spécifiques afin de réduire la cellulite et tonifier la peau. Le massage est opéré avec une pièce à main (*Slaag Motion*) renforcée par 45 sphères qui tournent et exercent des niveaux spécifiques de pression sur la peau :

- la technique de massage consiste à pétrir la peau et les tissus sous-cutanés jusqu'aux niveaux musculaires superficiels, en effectuant 4 mouvements différents avec la pièce à main. Cette combinaison permet d'obtenir une variété de résultats : réduction de la cellulite et des graisses, remodelage, tonification de la peau, drainage, désintoxication, etc. ;
- la pression exercée est ajustée manuellement en fonction du protocole ;
- la vitesse varie de 10 à 400 tpm (tour par minute) : chaque protocole est livré avec une vitesse spécifique de la rotation des 45 sphères.

Quatre huiles riches en actifs cosmétiques ciblant le remodelage, la relaxation, la tonification et anticellulite complètent le massage fonctionnel fourni par BIOSphère pour plus de résultats.



3 niveaux d'action

Pratiqué au niveau des membres inférieurs, du ventre, de l'abdomen, des fessiers ou des bras, BIOSphère exerce 3 niveaux d'action sur :

- le derme par l'oxygénation des tissus pour une stimulation du métabolisme local ;
- le tissu adipeux par l'activation du métabolisme lipolytique afin de le rendre plus souple et faciliter le remodelage ;
- la musculature superficielle pour un effet analgésique, relaxant et tonifiant.

Posé sur un pied lumineux, BIOSphère est un appareil au design ergonomique et à l'interface intuitive. Il est doté d'un écran tactile avec des programmes pré-enregistrés pour une prise en main rapide et plus de liberté, ainsi qu'un mode libre.■

ZOOM SUR SLAAG MOTION

L'ergonomie de la pièce à main *Slaag Motion* favorise une bonne prise en main et un confort optimal de pratique. Son poids permet d'effectuer la bonne pression durant le soin, sans contraction, et de travailler plus en profondeur qu'avec un massage manuel. Conçue pour aider les professionnels, elle permet de contrôler le soin à distance depuis la poignée (séance, vitesse, pression, etc.).



1 ACTIVATION DE LA CIRCULATION SUPERFICIELLE

Travail en surface - Vitesses rapides : entre 250 et 400 tpm - Mouvement : Slaag Flow

Après avoir appliqué un peu d'huile anticellulite sur la jambe, débutez le soin en travaillant pendant 10 minutes avec une pression superficielle et une vitesse à 300 tpm avec le mouvement Slaag Flow.



2 TRAVAIL SUR LE TISSU ADIPEUX

Pression moyenne - Vitesses faibles : entre 50 et 150 tpm - Mouvements : Slaag Wave et Slaag Up

Continuez pendant 10 minutes à une vitesse de 100 tpm avec une pression moyenne combinant les mouvements Slaag Wave et Slaag Up.



3 REMODELAGE ET/OU TONIFICATION

Remodelage : pression moyenne - Vitesses faibles : entre 50 et 150 tpm

Tonification musculaire : haute pression - Vitesses moyennes : entre 150 et 250 tpm

Mouvements : Slaag Wave et Slaag Up

Finalisez le soin à une vitesse de 200 tpm et avec une pression moyenne/haute et le mouvement Slaag Fan durant 10 minutes.



RÉSULTAT

Réduction du tissu adipeux et raffermissement des fesses

Nb. de séances : 7



Durée du soin

20 à 40 minutes en fonction du protocole

Fréquence de traitement

En cure de 5 à 7 semaines, à raison d'un traitement hebdomadaire

Tarif conseillé

90 à 120 €



luxomed.com